

E 139/1

Innsats

for optimal plassering av reagensrør opptil 12 x 200 mm.



- Egnet for reagensglass med størrelse opptil 12 x 200 mm
- Inndelt i 6 flater
- Maskevidde 9 x 9 mm
- Kan settes i underkurven
- Inkludert deksel A 13

EAN: 4002514231082 / Materialnummer: 06907660 /
Gammelt materialnummer: 69513902D

Produktkategori	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	6
Bruksområde	
Klargjøring av reagensglass	•
Klargjøring av laborativglass	•
Kapasitet	
Reagensglass [antall]	200
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	243
Utvendig mål, nettø bredde i mm	200
Utvendig mål, nettø dybde i mm	230
Utvendig mål, bruttø høyde i mm	245
Utvendig mål, bruttø bredde i mm	245
Utvendig mål, bruttø dybde i mm	265
Nettø vekt i kg	1,26
Bruttø vekt i kg	1,29
Tilbehørspakke	
A 13 lokk [antall]	1