

## DOS K 60

Doseringsmodul for beholdere på 5-10 l

for automatisk dosering av flytende midler, med nivåindikator.



- Doseringsovervåkning – høy prosessikkerhet iht. DIN EN ISO 15883
- For dosering av flytende rgj.middel/ kjemisk desinfeksjonsmiddel
- 300 mm sugelanse for 5–10 l beholdere
- Ombyggingssett, sugelanse m. 10–30 l beh. tilgj. fra kundeservice
- Dosering på opptil 120 Milliliter ml/60 sekunder

EAN: 4002514254890 / Materialnummer: 06940330 /

Gammelt materialnummer: 69747008D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringssystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Strømningshastighet ml/60 sek.	120
Lengde på sugelansen i mm	333
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	1
Nulleleder	N
AC/DC	AC
Spenning i V	230-240
Frekvens i Hz	50
Totaltilkobling i kW	0,02
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	118
Utvendig mål, nettobredde i mm	235
Utvendig mål, nettodybde i mm	115
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	290
Utvendig mål, bruttobredde i mm	250
Utvendig mål, bruttodybde i mm	420
Nettvekt i kg	2,45
Bruttovekt i kg	2,70