

PG 8597

Pendel-kalkfilter

Pendel-kalkfilter for kontinuerlig tilførsel av bløtt vann opptil 40 ° dH.



- Frittstående maskin med trinser, plastpolstring
- Kapasitet: kontinuerlig 19 l/min, maks. 30 l/min
- 2 beholdere med à 4,5 kg salt, 1 beholder for 20 kg salt
- Frittstående maskin med hjul, kan fylles ovenfra
- kontinuerlig 19 l/min, maks. 30 l/min
- 1 beholder for 20 kg salt, 2 beholdere for 4,5 l harpiks
- Mengdestyrt tokammersystem, drift uten strøm
- Mengdestyrt tokammersystem, drift uten strøm
- Maskinen har en vanntilkobling

EAN: 4002514256283 / Materialnummer: 06943120 /
Gammelt materialnummer: 69859701D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner tank	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PTD 704	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Vannbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	hvit
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	570
Utvendig mål, nettø bredde i mm	360
Utvendig mål, nettø dybde i mm	360
Utvendig mål, brutto høyde i mm	680
Utvendig mål, brutto bredde i mm	375
Utvendig mål, brutto dybde i mm	380
Nettø vekt i kg	19,00
Brutto vekt i kg	26,70

PG 8597

Pendel-kalkfilter

Pendel-kalkfilter for kontinuerlig tilførsel av bløtt vann opptil 40 ° dH.