

E 907/1

Instrumentrist

for optimal plassering av ulike instrumenter i små deler.



- Med deksel for smådeler
- Maskevidde 3 x 1 mm
- Kroker for opphenging i E 905/1 og E 903/1

EAN: 4002514256320 / Materialnummer: 06943820 /

Gammelt materialnummer: 69590702D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	48
Utvendig mål, nettobredde i mm	129
Utvendig mål, nettodybde i mm	170
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	70
Utvendig mål, bruttbredde i mm	155
Utvendig mål, bruttodybde i mm	230
Nettovekt i kg	0,30
Bruttovekt i kg	0,37