

E 911/3

Vogn

for optimal plassering av 4 DIN-containere med lokk.



- Containerstørrelse: 300 x 300 x 600 mm
- Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (inkl. magneter ML)

EAN: 4002514257969 / Materialnummer: 06943850 /
Gammelt materialnummer: 69591104D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn for containere	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av containere	•
Kapasitet	
DIN-container i 30 cm høyde [antall]	4
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	455
Utvendig mål, nettobredde i mm	640
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	700
Utvendig mål, bruttbredde i mm	800
Utvendig mål, bruttodybde i mm	1200
Nettvekt i kg	18,00
Bruttovekt i kg	28,00
Tilbehørspakke	
Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (inkl. magneter) [antall]	1