

E 792

Silikonslange med tilkobling
for tilkobling av Luer-Lock-tilkoblinger, hunnkoblinger.



- Med Luer-Lock-tilkobling, hann
- Lengde 160 mm
- 4 silikonslanger per pakke

EAN: 4002514283029 / Materialnummer: 06989160 /
Gammelt materialnummer: 69779201D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Transparent
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	160
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	140
Utvendig mål, bruttbredde i mm	260
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Nettovekt i kg	0,20
Bruttovekt i kg	1,00