

E 703/1

Innsats

for optimal plassering av opptil 7 hule instrumenter.



- Injektormodul for vogn E 525/2 og E 701/2

EAN: 4002514312064 / Materialnummer: 07025350 /
Gammelt materialnummer: 69570302D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7824	•
G 7826	•
Produktkategori	
Annen innsats/annen modul	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av hule instrumenter	•
Kapasitet	
Hule instrumenter [antall]	7
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	170
Utvendig mål, nettobredde i mm	80
Utvendig mål, nettodybde i mm	555
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	680
Utvendig mål, bruttbredde i mm	560
Utvendig mål, bruttodybde i mm	650
Nettovekt i kg	0,85
Bruttovekt i kg	1,00
Tilbehørspakke	
E 362 blindskruer [antall]	3
E 447 hunnadapter, for Luer-Lock hann [antall]	1
E 449 hannadapter, for Luer-Lock hann [antall]	2
E 980 vinkeladapter [antall]	3
Injektordyse Ø 4 mm, lengde 110 mm [antall]	3
Injektordyse Ø 4 mm, lengde 120 mm, med fjærklemme [antall]	3