

E 980

Adapter

for optimal plassering av lange hule instrumenter.



- Mulighet for plassering av lange hule instrumenter
- Innskruing av ulike dyser og Luer-Lock-adaptere er mulig

EAN: 4002514312071 / Materialnummer: 07025360 /
Gammelt materialnummer: 69598001D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	15
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttdybde i mm	80
Nettovekt i kg	0,04
Bruttovekt i kg	0,05