

FP ED

Filterplate

for gjenbruk, av rustfritt stål, for klargjøring av trange kanyler.



- For å hindre blokkeringer forårsaket av småpartikler
- Enkel gjenvinning for permanent bruk

EAN: 4002514494548 / Materialnummer: 07290770 /
Gammelt materialnummer: 69751202D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Filter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1
Utvendig mål, nettobredde i mm	33
Utvendig mål, nettodybde i mm	33
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	30
Nettvekt i kg	0,00
Bruttovekt i kg	0,00