

E 478/1

Plassering

for optimal rengjøring av 4 trange kanyler (Sauter-kanyler).



- Utstyrt med en filterplate av rustfritt stål (FP-ED)

EAN: 4002514496948 / Materialnummer: 07292920 /

Gammelt materialnummer: 69747802D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Holder	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Kapasitet	
Hule instrumenter [antall]	4
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	95
Utvendig mål, bruttdybde i mm	110
Nettovekt i kg	0,19
Bruttovekt i kg	0,23