


KFR 10061

Flaskehylle

for sikker og plassbesparende lagring av flasker i kjøleskapet.

EAN: 4002514522289 / Materialnummer: 07316080 /
Gammelt materialnummer: 38991061EU1



- Egnert for alle frittstående kjøleskap og kjøl/frys-kombinasjoner
- K 10.000 og 20.000 uten PerfectFresh-sone og 60 cm bredde
- For vannrett, rolig oppbevaring, f.eks. av vin
- Fleksibel og kan brukes i flere rillehøyder
- For opptil 9 flasker, avhengig av størrelse og form