

O 190/2
Overkurv
for optimal plassering av ulike innsatser.



- Plasseringshøyde: 215 mm mm
- Med innebygd magnetspylearm
- Magnet for bruk av spylearmovervåkning i PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556185 / Materialnummer: 07333050 /
Gammelt materialnummer: 69119002D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Maksimal plasseringshøyde i mm	215
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	265
Utvendig mål, nettobredde i mm	531
Utvendig mål, nettodybde i mm	475
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	285
Utvendig mål, bruttbredde i mm	540
Utvendig mål, bruttodybde i mm	555
Nettvekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,19