

O 191/2

Overkurv

for optimal plassering av instrumenttrister.



- Plasseringshøyde: 115 +/- 20 mm
- Plasseringsbredde: 480 mm
- Plasseringsdybde: 450 mm
- Med innebygd magnetspylearm over kurven
- Magnet for bruk av spylearmovervåkning i PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556192 / Materialnummer: 07333060 /

Gammelt materialnummer: 69119102D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
DIN-instrumenttrister [antall]	2
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	180
Utvendig mål, nett bredde i mm	531
Utvendig mål, nett dybde i mm	475
Utvendig mål, brutto høyde i mm	540
Utvendig mål, brutto bredde i mm	270
Utvendig mål, brutto dybde i mm	525
Nettvekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,30