


O 167/1

Overkurv

for optimal plassering av innleggssåler for OP-sko.



- Egnet for opptil 28 innleggssåler
- Med innebygd magnetspylearm
- Magnet for bruk av spylearmovervåkning i PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556215 / Materialnummer: 07333080 /  
Gammelt materialnummer: 69116703D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for OP-sko	•
Overkurv	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av OP-sko	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	195
Utvendig mål, nett bredde i mm	480
Utvendig mål, nett dybde i mm	475
Utvendig mål, brutto høyde i mm	210
Utvendig mål, brutto bredde i mm	495
Utvendig mål, brutto dybde i mm	540
Nettvekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,23