

O 173/1

Overkurv

for optimal plassering av OP-sko.



- Egnet for 8 OP-sko opptil størrelse 41
- Med innebygd magnetspylearm
- Magnet for bruk av spylearmovervåkning i PG 8535, PG 8536

EAN: 4002514556222 / Materialnummer: 07333090 /
Gammelt materialnummer: 69117302D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
Produktkategori	
Innsats for OP-sko	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av OP-sko	•
Kapasitet	
OP-sko [antall]	8
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	195
Utvendig mål, nett bredde i mm	531
Utvendig mål, nett dybde i mm	475
Utvendig mål, brutto høyde i mm	540
Utvendig mål, brutto bredde i mm	270
Utvendig mål, brutto dybde i mm	525
Nettvekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,30