

E 327/1

Vogn

for optimal plassering av 4 DIN-instrumentrister.



- Egnet for 4 DIN-instrumentrister på 2 nivåer
- Magnet for bruk av spylearmovervåkning i PG 8535, PG 8536
- Med innebygd magnetspylearm
- Holder for ML/2 ved vogngjenkjenning/spylearmkontroll

EAN: 4002514556239 / Materialnummer: 07333100 /  
Gammelt materialnummer: 69532702D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn for instrumentrister	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av OP-instrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
DIN-instrumentrister [antall]	4
SPRI-instrumentrister [antall]	2
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	410
Utvendig mål, nettobredde i mm	530
Utvendig mål, nettodybde i mm	570
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	420
Utvendig mål, bruttbredde i mm	540
Utvendig mål, bruttodybde i mm	595
Nettovekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,30