

E 429/1

Vogn

for optimal rengjøring av mikro-instrumenter (øye-OP), for 2-4 OP-sett.



- Med innebygd magnetspylearm
- Nivå 1: f.eks. 4 x innsats E441/1 eller 2 x innsats E142 per nivå
- Nivå 2 til venstre: 20 tilkoblinger for hule instrumenter
- Nivå 2 til høyre: 16 Luer-Lock-adaptore, hann, horis. Slange
- Holder for ML/2 ved vogngjenkjenning/spylearmkontroll

EAN: 4002514556253 / Materialnummer: 07333120 /

Gammelt materialnummer: 69542902D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
Produktkategori	
Vogn for oftalmologiske instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Kapasitet	
OP-sett for mikroinstrumenter [antall]	2-4
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	520
Utvendig mål, nett bredde i mm	540
Utvendig mål, nett dybde i mm	540
Utvendig mål, brutto høyde i mm	530
Utvendig mål, brutto bredde i mm	550
Utvendig mål, brutto dybde i mm	550
Nettvekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,30
Tilbehørspakke	
E 476 holder [antall]	1
E 477 stopper [antall]	1
E 790 festeanordninger Luer-Lock, hunn til hunn [antall]	8
E 791 festeanordninger Luer-Lock, hunn til hann [antall]	8