

MF 27/28-1

Tilførselsvogn

for inn- og utlasting av rengjørings- og desinfeksjonsautomater.



- Utstyrt med 4 hjul, 2 av dem låsbare
- Enkel og komfortabel håndtering med avrundede håndtak
- Begge sider kan kobles til/låses på apparatet, rullebeltet osv.
- Innkjøringshøyde 850 mm, – 100 mm, + 150 mm
- Med avtagbar dryppskål H 70, B 603, D 866 mm

EAN: 4002514594026 / Materialnummer: 07397640 /

Gammelt materialnummer: 69200111D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Oppbevarings-/transportsystem	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1050
Utvendig mål, nettobredde i mm	740
Utvendig mål, nettodybde i mm	930
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	1010
Utvendig mål, bruttobredde i mm	730
Utvendig mål, bruttodybde i mm	950
Nettvekt i kg	32,00
Bruttovekt i kg	45,00