

E 942/3

Modul

for optimal plassering av opptil 116 pipetter.



- Eget for 116 pipetter opptil 580 mm høyde
- Romstørrelse ?? x ??

EAN: 4002514605036 / Materialnummer: 07459390 /
Gammelt materialnummer: 69594204D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Innsats/modul for pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Kapasitet	
Pipetter [antall]	116
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	279
Utvendig mål, nett bredde i mm	558
Utvendig mål, nett dybde i mm	352
Utvendig mål, brutt høyde i mm	420
Utvendig mål, brutt bredde i mm	550
Utvendig mål, brutt dybde i mm	570
Nettvekt i kg	35,00
Bruttvekt i kg	45,00