

RK LWMM

Ledningsevne målemodul

tilgjengelig som tilbehørssett for PG 8536.



EAN: 4002514641928 / Materialnummer: 07514620 /
Gammelt materialnummer: 69224015D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8536	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	280
Utvendig mål, bruttbredde i mm	250
Utvendig mål, bruttodybde i mm	420
Nettvekt i kg	2,02
Bruttovekt i kg	2,97