

E 491

Innsats

for optimal plassering av roterende instrumenter.



- Egnet for 18 turbinskaft
- Egnet for 30 skaft til vinkelstykker
- Også egnet for roterende instrumenter i f.eks. podologi

EAN: 4002514697949 / Materialnummer: 07600210 /
Gammelt materialnummer: 68549101D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Kapasitet	
Skaft [antall]	48
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	53
Utvendig mål, nettobredde i mm	70
Utvendig mål, nettodybde i mm	120
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	100
Utvendig mål, bruttbredde i mm	265
Utvendig mål, bruttdybde i mm	180
Nettvekt i kg	0,85
Bruttovekt i kg	1,00