

E 497

Dyse

for optimal plassering av dobbelt- og enkelttubede larynxmasker. Høyde 195 mm.



- H 195 mm, med siderør 109 mm

EAN: 4002514811253 / Materialnummer: 07759470 /
Gammelt materialnummer: 69749701D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Bruksområde	
Klargjøring av anestesinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettodybde i mm	195
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttodybde i mm	150
Nettvekt i kg	0,06
Bruttvekt i kg	0,07