

E 936

Innsats

for optimal plassering av opptil 15 lampehåndtak.



EAN: 4002514811260 / Materialnummer: 07759480 /

Gammelt materialnummer: 69593601D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Kapasitet	
Lampehåndtak [antall]	15
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	90
Utvendig mål, nett bredde i mm	245
Utvendig mål, nett dybde i mm	500
Utvendig mål, brutt høyde i mm	130
Utvendig mål, brutt bredde i mm	275
Utvendig mål, brutt dybde i mm	530
Nettvekt i kg	0,50
Bruttvekt i kg	0,92