

E 498

Dyse

for optimal plassering av dobbelt- og enkelttubede larynsmasker. Høyde 238 mm.



- H 238 mm, med siderør 120 mm

EAN: 4002514811673 / Materialnummer: 07760120 /

Gammelt materialnummer: 69749801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	238
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	160
Utvendig mål, bruttdybde i mm	250
Nettvekt i kg	0,12
Bruttovekt i kg	0,12