

APH 550 Sego
Segolabel Miele Edition: Startpakke
for å lage sterile etiketter.



- Komplette pakke med skriver, strømadapt., kabler og 1000 etiketter
- Sikker merking av alt innpakket sterilt gods
- Praktisk utvidelse med Segosoft Miele Edition
- Nyttig supplement til CUBE/ CUBE X bordautoklaver
- Enkel tilkobling per USB-kabel

EAN: 4002514940502 / Materialnummer: 07951400 /
Gammelt materialnummer: 68814001D

Produktkategori	
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Farge	Grå
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettø høyde i mm	178
Utvendig mål, nettø bredde i mm	135
Utvendig mål, nettø dybde i mm	240
Utvendig mål, brutto høyde i mm	230
Utvendig mål, brutto bredde i mm	300
Utvendig mål, brutto dybde i mm	240
Nettø vekt i kg	2,45
Brutto vekt i kg	2,90
Normer, sertifisering, merking	
CE	•