

APH 304
Skjøteledning
5 m, for forlengelse av tilkoblingskabel type 1 og 2.



EAN: 4002514940540 / Materialnummer: 07951440 /
Gammelt materialnummer: 68815401D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Farge	Grå
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av objektglass	•
Klargjøring av butyrometere	•
Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•

APH 304

Skjøteledning

5 m, for forlengelse av tilkoblingskabel type 1 og 2.



EAN: 4002514940540 / Materialnummer: 07951440 /

Gammelt materialnummer: 68815401D

Klargjøring av brett/fat	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av målesylindere	•
Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	180
Utvendig mål, bruttodybde i mm	250
Nettovekt i kg	0,22
Bruttovekt i kg	0,22