

APH 596

Etiketter

for bruk i en Segolabel-skriver APH 550 Sego (PRT 200).



- 1 rull à 1 000 dobbeltklebende etiketter
- Hver etikett har en dobbel klebeflate med skillelag

EAN: 4002514940632 / Materialnummer: 07951530 /
Gammelt materialnummer: 68816201D

Produktkategori	
Bordautoklaver	•
Store autoklaver	•
Produkttilhørighet	
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
PS 5662 V	•
PS 5666 V	•
PS 5669 V	•
PS 5962 H	•
PS 5966 H	•
PS 5968 H	•
PS 5969 H	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Farge	hvit
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av margnagler/margbor	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	0
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	90
Utvendig mål, bruttodybde i mm	95
Nettovekt i kg	0,30
Bruttovekt i kg	0,39