

E 428

Vogn

for optimal plassering av instrumenter fra robotassistert kirurgi.



- Egnet for 6 instrumenter fra robotassistert kirurgi
- Med en duo-tilkobling og en reservetilkobling per instrument
- Ved bruk av vogner kreves programmet ROBOTVARIO\*

\* Kjemikaliene er ikke inkludert i leveransen og må bestilles separat.

EAN: 4002514948805 / Materialnummer: 07973140 /  
Gammelt materialnummer: 69542801D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn for robotinstrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart, Transparent
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av robotinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Robotinstrumenter [antall]	6
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	518
Utvendig mål, nett bredde i mm	533
Utvendig mål, nett dybde i mm	513
Utvendig mål, brutto høyde i mm	530
Utvendig mål, brutto bredde i mm	550
Utvendig mål, brutto dybde i mm	550
Nettvekt i kg	2,40
Bruttovekt i kg	3,30