

E 198

Innsats

for optimal plassering av opptil 6 instrumenttrister og pussbekken.



- Egnet for 6 instrumenttrister eller pussbekken
- 7 holdere (6 kamre), høyde 160 mm mm, avstand 67 mm mm

EAN: 4002514953373 / Materialnummer: 07984040 /  
Gammelt materialnummer: 68519801D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for instrumenttrist	•
Innsats for pussbekken/fat	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	6
Støtteavstand i mm	67
Støttehøyde i mm	160
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Diverse instrumenttrister [antall]	6
Pussbekken [antall]	6
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	160
Utvendig mål, nett bredde i mm	180
Utvendig mål, nett dybde i mm	495
Utvendig mål, brutt høyde i mm	185
Utvendig mål, brutt bredde i mm	210
Utvendig mål, brutt dybde i mm	530
Nettvekt i kg	0,65
Bruttvekt i kg	0,90