


E 197

Innsats

for optimal plassering av ulike instrumenter.



- Maskevidde bunn 3 mm, sider 1,7 mm, deksel 8 mm
- Kan dampsteriliseres ved 121 °C/134 °C

EAN: 4002514953380 / Materialnummer: 07984090 /
Gammelt materialnummer: 68519701D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	42
Utvendig mål, nettobredde i mm	150
Utvendig mål, nettodybde i mm	225
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	170
Utvendig mål, bruttodybde i mm	240
Nettovekt i kg	0,55
Bruttovekt i kg	0,62