

E 802/1

Innsats

for optimal plassering av ulike stående instrumenter.



- Egnet for plassering av sonder, pinsetter eller munnspeil
- Utstyrt med 4 kunststoffholdere
- 8 kamre ca. 30 x 28 mm bredde
- 8 kamre ca. 16 x 28 mm bredde
- 15 kamre ca. 16 x 20 mm bredde

EAN: 4002514953403 / Materialnummer: 07984170 /
Gammelt materialnummer: 69580202D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for instrumenter	•
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	148
Utvendig mål, nett bredde i mm	163
Utvendig mål, nett dybde i mm	295
Utvendig mål, brutt høyde i mm	190
Utvendig mål, brutt bredde i mm	195
Utvendig mål, brutt dybde i mm	430
Nettvekt i kg	0,65
Bruttvekt i kg	1,15