

DGG 9

Perforert dampkokerpanne
for alle dampovner DG unntatt DG 7000.

EAN: 4002513538526 / Materialnummer: 08015103 /
Gammelt materialnummer: 22899603D



- for tilberedning av mat i sauser, fond og vann
- f.eks. pasta, ris, supper og gratenger
- Kapasitet: 5,7 l nyttevolum: 4,2 l
- Ytre mål – B x D x H: 325 x 176 x 150 mm
- Proff-tilbehør av europeisk produksjon