

DGG 15

Dampkokerpanne

for tilbereding av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta).

EAN: 4002512330237 / Materialnummer: 08101330 /
Gammelt materialnummer: 22899619D



- Kapasitet: 2,0 l nyttevolum: 1,7 l
- Ytre mål: B x D x H: 325 x 265 x 40 mm
- Av overflatebehandlet rustfritt stål, veggtykkelse 0,6 mm
- Proff-tilbehør av europeisk produksjon