

DGG 20

Perforert dampkokerpanne

for tilberedning av retter i sauser, kraft og vann (f.eks. ris og pasta).

EAN: 4002515060650 / Materialnummer: 08246340 /
Gammelt materialnummer: 23996112D



- Kapasitet: 2,4 l nyttevolum: 1,8 l
- Ytre mål – B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
- Av overflatebehandlet rustfritt stål, veggtykkelse 0,6 mm
- Proff-tilbehør av europeisk produksjon
- Skreddersydd for Miele kombidampovn