

DGGL 20

Damppanne, perforert  
ved koking eller steking av grønnsaker, fisk, kjøtt og poteter osv.



EAN: 4002515014509 / Materialnummer: 08285410 /  
Gammelt materialnummer: 23996111D

- Kapasitet: 2,4 l nyttevolum: 1,8 l
- Ytre mål – B x D x H: 450 x 190 x 40 mm
- Av overflatebehandlet rustfritt stål, veggtykkelse 0,6 mm
- Proff-tilbehør av europeisk produksjon
- Skreddersydd for Miele kombidampovn