

E 806/1
Innsats
for optimal plassering av 8 brett.



- 9 holdere (8 kamre), B 295, avstand 37 mm mm
- Maks. brettstørrelse 290 x 30 mm

EAN: 4002514969718 / Materialnummer: 09013220 /
Gammelt materialnummer: 69580603D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for brett/fat	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	8
Støtteavstand i mm	37
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	114
Utvendig mål, nettobredde i mm	305
Utvendig mål, nettodybde i mm	348
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	125
Utvendig mål, bruttbredde i mm	330
Utvendig mål, bruttodybde i mm	480
Nettvekt i kg	0,71
Bruttovekt i kg	0,84