

E 417/1

Innsats

for optimal plassering av opptil 30 øre- og nesespekula.



- Egnet for plassering av ca. 30 øre- og nesespekula
- 280 rom ca. ?? x ??
- Maskevidde i bunnen er 4 mm
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002514984605 / Materialnummer: 09033260 /

Gammelt materialnummer: 69541702D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	280
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	80
Utvendig mål, nettobredde i mm	220
Utvendig mål, nettodybde i mm	435
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	85
Utvendig mål, bruttbredde i mm	225
Utvendig mål, bruttodybde i mm	465
Nettvekt i kg	1,30
Bruttovekt i kg	1,72