

APH 591

Papirrull

til protokollskriver APH 500 PRT100 og APH 510 PRT110.



- 5 papirruller per pakke
- Bredde: 76 mm mm

EAN: 4002515000038 / Materialnummer: 09063410 /
Gammelt materialnummer: 68817003D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Bordautoklaver	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PS 1201 B	•
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PS 1202 B	•
Produktkategori	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
Produktegenskaper	
Farge	hvit
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av objektglass	•
Klargjøring av butyrometere	•
Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•

APH 591

Papirull

til protokollskriver APH 500 PRT100 og APH 510 PRT110.



EAN: 4002515000038 / Materialnummer: 09063410 /

Gammelt materialnummer: 68817003D

Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter

•

Klargjøring av margnagler/margbor

•

Klargjøring av brett/fat

•

Klargjøring av instrumentrister

•

Klargjøring av målesylindere

•

Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere

•

Klargjøring av diverse utensiler

•

Mål og vekt

Utvendig mål, nettohøyde i mm

79

Utvendig mål, nettobredde i mm

76

Utvendig mål, nettodybde i mm

79

Utvendig mål, bruttohøyde i mm

105

Utvendig mål, bruttbredde i mm

165

Utvendig mål, bruttodybde i mm

210

Nettovekt i kg

1,39

Bruttovekt i kg

1,49