

ProCare Universal 61
Regenereringssalt, 3 x 2 kg
for optimal regenerering av internt kalkfilter.



- Forhindrer kalkavleiringer og beskytter godset

EAN: 4002515075319 / Materialnummer: 09195780 /
Gammelt materialnummer: 66916102EU1

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
ProfiLine-oppvaskmaskiner	•
Oppvaskmaskiner tank	•
Oppvaskmaskiner tank, gjennomgående	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Produktegenskaper	
Type middel	Regenereringssalt
Innholdsstoffer	Grovkornet spesialsalt
Forhindrer kalkavleiringer og beskytter utensilene	•
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	320
Utvendig mål, nettobredde i mm	104
Utvendig mål, nettodybde i mm	226
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	320
Utvendig mål, bruttbredde i mm	100
Utvendig mål, bruttdybde i mm	225
Kapasitet i g	6000
Bruttovekt i kg	6
Samsvar, sertifisering/merking	
GHS/CLP-samsvar	•