

E 339/1

Innsats

for optimal plassering av opptil 12 brettunderlag eller brett.



- Egnet for 12 brettunderlag eller brett
- Utstyrt med 13 holdere (12 rom).
- Maks. brettstørrelse 290 x 20 mm

EAN: 4002515094860 / Materialnummer: 09233840 /  
Gammelt materialnummer: 69533902D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for brett/fat	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	12
<b>Kapasitet</b>	
Brett/fat [antall]	12
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	115
Utvendig mål, nettobredde i mm	305
Utvendig mål, nettodybde i mm	498
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	480
Utvendig mål, bruttbredde i mm	320
Utvendig mål, bruttodybde i mm	130
Nettovekt i kg	0,80
Bruttovekt i kg	1,22