

E 900-6

Vogn

for optimal rengjøring av instrumenter på 6 nivåer.



- Utstyrt med tilkoblinger for hule instrumenter
- Lastekapasitet: 18 DIN-filtre*
- Utstyrt med 3 innebygde spylearmer
- Hvert enkelt nivå har forskjellige plasseringsmål
- Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (inkl. magneter ML)

* DIN-filtre: 485 x 254 x 50 mm

EAN: 4002515263358 / Materialnummer: 09525120 /
Gammelt materialnummer: 69590007D

Produktkategori	
Store laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Vogn for innsatser	•
Vogn for plassering av instrumentrister	•
Vogn for MIS-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	18
SPRI-instrumentrister [antall]	12
Hule instrumenter [antall]	16
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	553
Utvendig mål, nettobredde i mm	636
Utvendig mål, nettodybde i mm	790
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	680
Utvendig mål, bruttobredde i mm	560
Utvendig mål, bruttodybde i mm	650
Nettovekt i kg	12,85
Bruttovekt i kg	12,85
Tilbehørspakke	
Magnetlist for automatisk vogngjenkjenning (inkl. magneter) [antall]	1