

APH 331  
Forbindelseskabel  
for tilkobling av Melag Vacuklav 24, 31 og Autoclav 25.



- I tillegg til tilkoblingskabel type 1
- Lengde: 3 m
- For tilkobling av produktet til Segosoft Miele Edition

EAN: 4002515350973 / Materialnummer: 09573240 /  
Gammelt materialnummer: 68812505D

<b>Produktkategori</b>	
Bordautoklaver	•
<b>Produktkategori</b>	
Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Farge	Grå
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker	•
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	0
Utvendig mål, nett bredde i mm	0
Utvendig mål, nett dybde i mm	0
Nettvekt i kg	0,12
Bruttvekt i kg	0,12