

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

for seriell tilk. av 2 apparater med USB-koblingen på PCen/den bærbare PCen.



- Galvanisk skille av alle tilkoblinger inkl. overspenningsvern
- Bruk av en USB-port på PC / bærbar PC for 2 maskiner
- Tilkobling av maskiner fra andre produsenter er mulig
- For bruk med Segosoft Miele Edition
- Standardlevering: Strømforsyning (1,4 m), USB-kabel (0,5 m)

EAN: 4002515303818 / Materialnummer: 09574000 /

Gammelt materialnummer: 68815602D

| Produktkategori | |
|--|-----|
| Laboratorievaskemaskiner | • |
| Store laboratorievaskemaskiner | • |
| Termodesinfektorer | • |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | • |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin | • |
| Bordautoklaver | • |
| Produkttilhørighet | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| G 7831 | • |
| PS 1201 B | • |
| PS 1201 B EXCELLENCE | • |
| PS 1202 B | • |
| PWD 8541 | • |
| PWD 8545 | • |
| PWD 8546 | • |
| PWD 8549 | • |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PWD 6121 | • |
| PWD 6122 | • |
| Produktkategori | |
| Prosess- og driftsdatadokumentasjon/kommunikasjon | • |
| Produktegenskaper | |
| Farge | Blå |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av pipetter/vials | • |
| Klargjøring av laboratorieglass | • |
| Klargjøring av objektglass | • |
| Klargjøring av butyrometere | • |
| Klargjøring av apotek-/infusjonsflasker | • |
| Klargjøring av anesthesi-instrumenter | • |
| Klargjøring av MIS-instrumenter | • |
| Klargjøring av oftalmologiske instrumenter | • |
| Klargjøring av robotinstrumenter | • |
| Klargjøring av GYN-instrumenter | • |
| Klargjøring av ØNH-instrumenter | • |
| Klargjøring av dentalinstrumenter | • |
| Klargjøring av OP-sko | • |
| Klargjøring av fat | • |
| Klargjøring av pussbekken | • |
| Klargjøring av tåteflasker | • |
| Klargjøring av OP-instrumenter | • |
| Klargjøring av hule instrumenter | • |

APH 100

Segosoft Serial Industrial Converter

for seriell tilk. av 2 apparater med USB-koblingen på PCen/den bærbare PCen.



EAN: 4002515303818 / Materialnummer: 09574000 /

Gammelt materialnummer: 68815602D

| | |
|--|-------|
| Klargjøring av ortopediske OP-instrumenter | • |
| Klargjøring av margnagler/margbor | • |
| Klargjøring av brett/fat | • |
| Klargjøring av instrumentrister | • |
| Klargjøring av målesylindere | • |
| Klargjøring av beholdere, f.eks. pustekalk-beholdere | • |
| Klargjøring av diverse utensiler | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 1 |
| Nulleleder | N |
| AC/DC | AC |
| Spennning i V | 100 |
| Frekvens i Hz | 50-60 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 109 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 31 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 90 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 50 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 155 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 235 |
| Nettvekt i kg | 0,37 |
| Bruttovekt i kg | 0,47 |
| Normer, sertifisering, merking | |
| CE | • |