


A 102

Overkurv

høydejusterbar, optimal plassering av innsatser.



- Plasseringshøyde 205 +/- 30 mm, -bredde 475 mm, -dybde 443 mm
- Med innebygd spylearm

EAN: 4002515460634 / Materialnummer: 09862360 /  
Gammelt materialnummer: 69610200D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Kapazität	
DIN-instrumentrister [antall]	2
SPRI-instrumentrister [antall]	1
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	206
Utvendig mål, nett bredde i mm	528
Utvendig mål, nett dybde i mm	527
Utvendig mål, brutto høyde i mm	230
Utvendig mål, brutto bredde i mm	540
Utvendig mål, brutto dybde i mm	565
Nettovekt i kg	3,02
Bruttovekt i kg	3,78