


A 103
Overkurv
for optimal plassering av innsatser.



- Plasseringshøyde: 95 mm, -bredde 505 mm, -dybde 472 mm
- Spesielt egnet for klargjøring av DIN-instrumentrister
- Egner seg også for annen bruk
- Kan brukes i kombinasjon med vognen A 202
- Med innebygd spylearm

EAN: 4002515460641 / Materialnummer: 09862370 /
Gammelt materialnummer: 69610300D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Overkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Maksimal plasseringshøyde i mm	95
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	2
SPRI-instrumentrister [antall]	1
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	133
Utvendig mål, nett bredde i mm	528
Utvendig mål, nett dybde i mm	528
Utvendig mål, brutt høyde i mm	170
Utvendig mål, brutt bredde i mm	545
Utvendig mål, brutt dybde i mm	560
Nettvekt i kg	3,50
Bruttvekt i kg	4,57