


A 104

Overkurv

for optimal plassering av instrumenter fra MIS, artroskopi og urologi.



- Høyre side for plassering av 11 hule instrumenter
- Ekstra Luer-Lock-tilkoblingspunkter for hule instrumenter
- Med spylearm: Instr.rister som settes på underkurven nederst

EAN: 4002515460658 / Materialnummer: 09862380 /  
Gammelt materialnummer: 69610400D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Kurv for MIS-instrumenter	•
Injektorkurv	•
Overkurv	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
DIN-instrumentrister [antall]	1
Hule instrumenter [antall]	11
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	332
Utvendig mål, nettobredde i mm	528
Utvendig mål, nettodybde i mm	526
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettvekt i kg	4,00
Bruttvekt i kg	6,50