

A 151

Underkurv

for plassering av vanlige DIN-instrumentrister og ulike innsatser.



- Plasseringshøyde avhengig av valgt overkurv
- Monteringsbredde: 490 mm, -dybde: 498 mm

EAN: 4002515460689 / Materialnummer: 09862410 /
Gammelt materialnummer: 69615100D

Produktkategori	
Oppvaskmaskiner friskvann	•
Laboratorievaskemaskiner	•
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8058	•
PG 8063	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Tom underkurv (lavett)/kurvholder	•
Underkurv	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-sko	•
Klargjøring av fat	•
Klargjøring av pussbekken	•
Klargjøring av tåteflasker	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av instrumentrister	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Klargjøring av lungeautomater	•
Klargjøring av vernemasker	•
Klargjøring av bæremeis til røykdykkerapparat	•
Kapasitet	
DIN-instrumentrister [antall]	2
SPRI-instrumentrister [antall]	1
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	88

A 151

Underkurv

for plassering av vanlige DIN-instrumentrister og ulike innsatser.



EAN: 4002515460689 / Materialnummer: 09862410 /

Gammelt materialnummer: 69615100D

Utvendig mål, nettobredde i mm	529
Utvendig mål, nettodybde i mm	522
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	120
Utvendig mål, bruttbredde i mm	545
Utvendig mål, bruttdybde i mm	555
Nettvekt i kg	1,85
Bruttvekt i kg	2,40