


A 200
Vogn
for optimal plassering av 38 pipetter.



- For plassering av 10 100 ml pipetter på rad 1, avstand 20 mm
- For plassering av 14 25 ml pipetter på 2. rad, avstand 26 mm
- For plassering av 14 10 ml pipetter på 3. rad, avstand 26 mm

EAN: 4002515460696 / Materialnummer: 09862420 /
Gammelt materialnummer: 69620000D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vogn for pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av pipetter/vials	•
Kapasitet	
Pipetter [antall]	38
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	397
Utvendig mål, nett bredde i mm	529
Utvendig mål, nett dybde i mm	546
Utvendig mål, brutto høyde i mm	270
Utvendig mål, brutto bredde i mm	525
Utvendig mål, brutto dybde i mm	540
Nettvekt i kg	4,40
Bruttovekt i kg	6,40