


A 201
Vogn
for optimal plassering av anestesiset.



- 8 dyser m. fjærklemmer, for pusteslanger med lengde opptil 1,5 m
- Plasseres i spiral
- 15 injektordyser for intubasjonsmateriell

EAN: 4002515460702 / Materialnummer: 09862430 /
Gammelt materialnummer: 69620100D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Vogn for anestesi-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Kapasitet	
AN-sett [antall]	3
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	434
Utvendig mål, nettobredde i mm	531
Utvendig mål, nettodybde i mm	546
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	270
Utvendig mål, bruttbredde i mm	525
Utvendig mål, bruttodybde i mm	540
Nettvekt i kg	9,00
Bruttvekt i kg	10,50
Tilbehørspakke	
E 430/1 1/3 instrumentrist [antall]	1
E 431 injektordyse for respiratorbelg, Ø 8 x 193 mm [antall]	1
E 432 holder for korrugerte pusteslanger [antall]	1
E 433 holder for pusteslanger i silikon [antall]	2
E 434 holder for pusteslanger for barn [antall]	1
E 466 injektordyse 8 x 333 mm, for pusteballog [antall]	6
E 496 injektordyse 4 x 120 mm [antall]	15