

A 203

Vogn

for optimal plassering av MIS-instrumenter.



- Eget for plassering av a. E 451, E 457, E 460, E 473, E 444

EAN: 4002515460726 / Materialnummer: 09862450 /  
Gammelt materialnummer: 69620300D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn for MIS-instrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	520
Utvendig mål, nett bredde i mm	529
Utvendig mål, nett dybde i mm	542
Utvendig mål, brutt høyde i mm	270
Utvendig mål, brutt bredde i mm	525
Utvendig mål, brutt dybde i mm	540
Nettvekt i kg	9,40
Bruttvekt i kg	11,00
<b>Tilbehørspakke</b>	
E 336 spylehylse MIBO, Ø 11 mm, lengde 121 mm [antall]	3
E 362 blindskruer [antall]	2
E 442 spylehylse, Ø 11 mm, lengde 121 mm, med kappe Ø 6 mm [antall]	15
E 443 spylehylse, Ø 11 mm, lengde 121 mm, med kappe Ø 10 mm [antall]	5
E 445 – 12 kapper for spylehylse E 442, åpning med Ø 6 mm [antall]	1
E 446 – 12 kapper for spylehylse E 443, åpning med Ø 10 mm [antall]	1
E 447 hunnadapter, for Luer-Lock hann [antall]	3
E 448 silikonslange med Luer-Lock hunnadapter [antall]	6
E 449 hannadapter, for Luer-Lock hann [antall]	5
E 451 innsats 1/6 instrumentrist [antall]	1
E 452 injektordyse 2,5 x 60 mm [antall]	3
E 453 injektordyse 4 x 110 mm med festeklemmer [antall]	8
E 454 injektordyse for trokarhyler 10–15 mm [antall]	6
E 456 åpningsfjær for MIS-instrumenter [antall]	4
E 464 holder for injektordyse E 454 [antall]	3